

Produktinformation zum Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest-

Dieser Schnelltest vereinfacht die Probenahme deutlich, da der Abstrich im Nasenvorhof (kurze Nase, „Nasenbohrertest“) in einer Tiefe von lediglich 1,5 cm in der Nase erfolgen kann.

Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest- Schnelltest für Zuhause

Patienten mit Verdacht auf COVID-19 können mit dem ANTIGEN Schnelltest innerhalb weniger Minuten ein Befundergebnis erhalten und das ohne Analysegerät bzw. Labor.

- Sensitivität: 96,95 % (positive Testung)
- Spezifität: 98,88 % (negative Testung)
- Entnahme von kurzem Nasenabstrich
- Evaluierung durch Paul-Ehrlich-Institut bestanden
- 5 sprachige Verpackung & Bedienungsanleitung
- Selbsttest CE 0123



Produktdaten

Modellbezeichnung	Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest-
Hersteller	Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd
Produktionskapazität	2.500.000 Tests/Tag
BfArM Selbsttest Test-ID	AT1236/21
Klinische Studien	Sensitivität: 96,95 %, Spezifität: 98,88 %
Kreuzreaktivität	Keine bei den analysierten Proben
Mutationen	Der Schnelltest erfasst die N-Proteine und erkennt zuverlässig Mutationen
Lagerung und Haltbarkeit	12 Monate bei +4 bis +30°C vor Sonneneinstrahlung schützen
Packungsinhalt pro Test	Coronavirus-Antigen-Testkassette Probenahmerohr mit Verschlussklappe und inkludiertem Extraktionspuffer Steriler Abstrichtupfer
Packungsinhalt pro Box	Einwegbeutel für die Entsorgung Gebrauchsanweisung
Gebindeinformation, Verpackung, Packungsinhalt Abmaße, Gewicht, Stückzahl pro Europalette, Gesamthöhe	Einzelverpackung Karton: 19x12x1,5 cm, ca. 31 g 400 Tests/Karton, 73x39x29 cm, 13,5 kg 8.000 Stück/Europalette Höhe 2,1 m Verpackungsgröße: 5 Stück/Box, 17x9x4,6 cm 640 Stück/Karton, 71x40x40 cm, 15 kg 9.600 Stück/Europalette Höhe 2,2 m



Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.

Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße
Dr. Johannes Grob
Geschäftsführer

Dr. GROB Healthcare GmbH
An der Kessel 1
86735 Amerdingen
Germany

Tel: +49 (0) 69 / 505027 304
E-Mail: order@dr-grob.com